

AXEL

Signalway Antibody

TP63 Conjugated Antibody 100ul



シリーズ共通仕様

サイズ	100ul	Application	Most Applications
Species Reactivity	Hu Ms Rt	Source	Rabbit Polyclonal Ab

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
--------	--------	-----	----	----	------------------------------	----



86-8564-04

TP63 Conjugated Antibody
100ul

C32619-AF350

1個

116,000円



86-8564-05

TP63 Conjugated Antibody
100ul

C32619-AF405

1個

116,000円

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	86-8564-06	TP63 Conjugated Antibody 100ul	C32619-AF488	1個	116,000円	
	86-8564-07	TP63 Conjugated Antibody 100ul	C32619-AF555	1個	116,000円	
	86-8564-08	TP63 Conjugated Antibody 100ul	C32619-AF594	1個	116,000円	
	86-8564-09	TP63 Conjugated Antibody 100ul	C32619-AF647	1個	116,000円	
	86-8564-10	TP63 Conjugated Antibody 100ul	C32619-AF680	1個	116,000円	
	86-8564-11	TP63 Conjugated Antibody 100ul	C32619-AF750	1個	116,000円	
	86-8564-12	TP63 Conjugated Antibody 100ul	C32619-Biotin	1個	116,000円	
	86-8564-13	HDAC3 Conjugated Antibody 100ul	C32620-AF350	1個	116,000円	
	86-8564-14	HDAC3 Conjugated Antibody 100ul	C32620-AF405	1個	116,000円	

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	86-8564-15	HDAC3 Conjugated Antibody 100ul	C32620-AF488	1個	116,000円	
	86-8564-16	HDAC3 Conjugated Antibody 100ul	C32620-AF555	1個	116,000円	
	86-8564-17	HDAC3 Conjugated Antibody 100ul	C32620-AF594	1個	116,000円	
	86-8564-18	HDAC3 Conjugated Antibody 100ul	C32620-AF647	1個	116,000円	
	86-8564-19	HDAC3 Conjugated Antibody 100ul	C32620-AF680	1個	116,000円	
	86-8564-20	HDAC3 Conjugated Antibody 100ul	C32620-AF750	1個	116,000円	
	86-8564-21	HDAC3 Conjugated Antibody 100ul	C32620-Biotin	1個	116,000円	