

Signalway Antibody

86-8564-16 HDAC3 Conjugated Antibody 100ul C3 2620-AF555

[Signalway Antibody]



アズワン品番	86-8564-16
型番	C32620-AF555
入り数	1個
標準価格	-円



仕様

サイズ:100ul

Conjugate:AF555

Application:Most Applications

Suggested Dilution:AF555 conjugated: 1: 50 - 1: 250

Species Reactivity:Hu Ms Rt

Source:Rabbit Polyclonal Ab

この商品は法規制を確認していません。(法規制によって販売できない場合もございます)

【試薬に関するお問合せ】

アズワン株式会社 試薬・プロセス材料グループ

TEL:06-6447-8641

FAX:06-6447-8642

E-mail:Reagents@so.as-1.co.jp