

Signalway Antibody

86-8564-23 NR1H3 Conjugated Antibody 100ul C3 2621-AF405

[Signalway Antibody]



アズワン品番	86-8564-23
型番	C32621-AF405
入り数	1個
標準価格	-円



仕様

サイズ:100ul

Conjugate:AF405

Application:Most Applications

Suggested Dilution:AF405 conjugated: 1: 50 - 1: 250

Species Reactivity:Hu Ms Rt

Source:Rabbit Polyclonal Ab

この商品は法規制を確認しておりません。(法規制によって販売できない場合もございます)

【試薬に関するお問合せ】

アズワン株式会社 試薬・プロセス材料グループ

TEL:06-6447-8641

FAX:06-6447-8642

E-mail:Reagents@so.as-1.co.jp