

Signalway Antibody

86-8564-47 [取扱停止] CHEK2 Conjugated Antibody

100ul C32623-AF750

[Signalway Antibody]



アズワン品番	86-8564-47
型番	C32623-AF750
入り数	1個
標準価格	-円
取扱停止	



仕様

サイズ:100ul

Conjugate:AF750

Application:Most Applications

Suggested Dilution:AF750 conjugated: 1: 50 - 1: 250

Species Reactivity:Hu Ms Rt

Source:Rabbit Polyclonal Ab

この商品は法規制を確認しておりません。(法規制によって販売できない場合もございます)

【試薬に関するお問合せ】

アズワン株式会社 試薬・プロセス材料グループ

TEL:06-6447-8641

FAX:06-6447-8642

E-mail:Reagents@so.as-1.co.jp