

# AXEL

Signalway Antibody

## LETMD1 Conjugated Antibody 100ul



シリーズ共通仕様

|                    |          |             |                      |
|--------------------|----------|-------------|----------------------|
| サイズ                | 100ul    | Application | Most Applications    |
| Species Reactivity | Hu Ms Rt | Source      | Rabbit Polyclonal Ab |

| 商品イメージ | アズワン品番 | 商品名 | 型番 | 入数 | 標準価格<br>(税抜)<br>定額送料<br>(税抜) | 備考 |
|--------|--------|-----|----|----|------------------------------|----|
|--------|--------|-----|----|----|------------------------------|----|



86-8564-49

LETMD1 Conjugated Antibody 100ul

C32624-AF350

1個

116,000円



86-8564-50

LETMD1 Conjugated Antibody 100ul

C32624-AF405

1個

116,000円

| 商品イメージ                                                                              | アズワン品番     | 商品名                              | 型番            | 入数 | 標準価格<br>(税抜)<br>定額送料<br>(税抜) | 備考 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|---------------|----|------------------------------|----|
|    | 86-8564-51 | LETMD1 Conjugated Antibody 100ul | C32624-AF488  | 1個 | 116,000円                     |    |
|    | 86-8564-52 | LETMD1 Conjugated Antibody 100ul | C32624-AF555  | 1個 | 116,000円                     |    |
|    | 86-8564-53 | LETMD1 Conjugated Antibody 100ul | C32624-AF594  | 1個 | 116,000円                     |    |
|    | 86-8564-54 | LETMD1 Conjugated Antibody 100ul | C32624-AF647  | 1個 | 116,000円                     |    |
|  | 86-8564-55 | LETMD1 Conjugated Antibody 100ul | C32624-AF680  | 1個 | 116,000円                     |    |
|  | 86-8564-56 | LETMD1 Conjugated Antibody 100ul | C32624-AF750  | 1個 | 116,000円                     |    |
|  | 86-8564-57 | LETMD1 Conjugated Antibody 100ul | C32624-Biotin | 1個 | 116,000円                     |    |