

## Signalway Antibody

# 86-8564-77 MIWI Conjugated Antibody 100ul C32 627-AF405

[Signalway Antibody]



|        |              |
|--------|--------------|
| アズワン品番 | 86-8564-77   |
| 型番     | C32627-AF405 |
| 入り数    | 1個           |
| 標準価格   | -円           |



### 仕様

サイズ:100ul

Conjugate:AF405

Application:Most Applications

Suggested Dilution:AF405 conjugated: 1: 50 - 1: 250

Species Reactivity:M R

Source:Rabbit Polyclonal Ab

この商品は法規制を確認しておりません。(法規制によって販売できない場合もございます)

【試薬に関するお問合せ】

アズワン株式会社 試薬・プロセス材料グループ

TEL:06-6447-8641

FAX:06-6447-8642

E-mail:Reagents@so.as-1.co.jp