

AXEL

Signalway Antibody

Nectin 3 Polyclonal Conjugated Antibody 100ul



シリーズ共通仕様

サイズ	100ul	Application	Most Applications
Species Reactivity	Hu Ms Rt	Source	Rabbit Polyclonal Ab

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
--------	--------	-----	----	----	------------------------------	----



86-9155-40

Nectin 3 Polyclonal Conju
gated Antibody 100ul

C41668-AF350

1個

116,000円



86-9155-41

Nectin 3 Polyclonal Conju
gated Antibody 100ul

C41668-AF405

1個

116,000円

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	86-9155-42	Nectin 3 Polyclonal Conjugated Antibody 100ul	C41668-AF488	1個	116,000円	
	86-9155-43	Nectin 3 Polyclonal Conjugated Antibody 100ul	C41668-AF555	1個	116,000円	
	86-9155-44	Nectin 3 Polyclonal Conjugated Antibody 100ul	C41668-AF594	1個	116,000円	
	86-9155-45	Nectin 3 Polyclonal Conjugated Antibody 100ul	C41668-AF647	1個	116,000円	
	86-9155-46	Nectin 3 Polyclonal Conjugated Antibody 100ul	C41668-AF680	1個	116,000円	
	86-9155-47	Nectin 3 Polyclonal Conjugated Antibody 100ul	C41668-AF750	1個	116,000円	
	86-9155-48	Nectin 3 Polyclonal Conjugated Antibody 100ul	C41668-Biotin	1個	116,000円	