

AXEL

Signalway Antibody

IL-2Rb Polyclonal Conjugated Antibody 100ul



シリーズ共通仕様

サイズ	100ul	Application	Most Applications
Species Reactivity	Hu	Source	Rabbit Polyclonal Ab

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	86-9155-67	IL-2Rb Polyclonal Conjugated Antibody 100ul	C41671-AF350	1個	116,000円	
	86-9155-68	IL-2Rb Polyclonal Conjugated Antibody 100ul	C41671-AF405	1個	116,000円	

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	86-9155-69	IL-2Rb Polyclonal Conjugated Antibody 100ul	C41671-AF488	1個	116,000円	
	86-9155-70	IL-2Rb Polyclonal Conjugated Antibody 100ul	C41671-AF555	1個	116,000円	
	86-9155-71	IL-2Rb Polyclonal Conjugated Antibody 100ul	C41671-AF594	1個	116,000円	
	86-9155-72	IL-2Rb Polyclonal Conjugated Antibody 100ul	C41671-AF647	1個	116,000円	
	86-9155-73	IL-2Rb Polyclonal Conjugated Antibody 100ul	C41671-AF680	1個	116,000円	
	86-9155-74	IL-2Rb Polyclonal Conjugated Antibody 100ul	C41671-AF750	1個	116,000円	
	86-9155-75	IL-2Rb Polyclonal Conjugated Antibody 100ul	C41671-Biotin	1個	116,000円	