

AXEL

G-Biosciences

Resazurin, sodium salt, 250 G

特徴

Used in Resazurin Microtiter Assay for rapid detection of multidrug-resistant Mycobacterium tuberculosis.



シリーズ共通仕様

Molecular Formula	C12H6NO4Na
-------------------	------------

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	89-5259-70	Resazurin, sodium salt, 100 G	RC-257	1個	403,000円	
	89-5259-71	Resazurin, sodium salt, 250 G	RC-258	1個	525,000円	
	89-5259-72	Resazurin, sodium salt, 500 G	RC-259	1個	942,000円	