


AXEL

シグマアルドリッチジャパン (Sigma-Aldrich)

Trypsin Inhibitor from Glycine max (soybean), Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents, suitable for cell culture SRE0044-250MG



シリーズ共通仕様

別名	Trypsin inhibitor from Glycine max (soybean); SBTI	CAS No	9035-81-8
----	--	--------	-----------

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
--------	--------	-----	----	----	------------------------------	----




[89-8564-23](#)

Trypsin Inhibitor from Glycine max (soybean), Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents, suitable for cell culture SRE0044-250MG

[SRE0044](#)

1個

59,000円



[89-8376-26](#)

Trypsin Inhibitor from Glycine max (soybean), Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents, suitable for cell culture SRE0044-1G

[SRE0044](#)

1個

242,000円

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	89-8422-30	Trypsin Inhibitor from Glycine max (soybean), Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents, suitable for cell culture SRE0044-5G	SRE0044	1個	638,000 円	
