

シグマアルドリッチジャパン(Sigma-Aldrich)

89-8564-24 Anti-Phospho-VEGF Receptor 2-Y996 antibody produced in rabbit SAB5700424-100UL SA B5700424

[Sigma Aldrich Japan(Sigma-Aldrich)] Anti-Phospho-VEGF Receptor 2-Y996 antibody produced in rabbit SA
B5700424-100UL

アズワン品番	89-8564-24
型番	SAB5700424
入り数	1個
標準価格	-円

仕様

別名:CD309; FLK1; KDR; VEGF Receptor 2; VEGFR; VEGFR2

サイズ:100UL

バルクサイズご要望の場合はお問い合わせください。

英語SDSの検索はこちら。[英語SDS]<http://www.sigmaaldrich.com/safety-center.html>

※国内外の在庫状況により納期が表記と異なる事がございますことご了承ください。