

シグマアルドリッチジャパン(Sigma-Aldrich)

89-8564-25 [取扱停止]Anti-K33-linkage Specific Polyubiquitin& SAB5701123-100UL SAB5701123

[Sigma Aldrich Japan(Sigma-Aldrich)] Anti-K33-linkage Specific Polyubiquitin& SAB5701123-100UL

アズワン品番 89-8564-25

型番 SAB5701123

入り数 1個

標準価格 -円

取扱停止

仕様

サイズ:100UL

バルクサイズご要望の場合はお問い合わせください。

英語SDSの検索はこちら。[英語SDS] <http://www.sigmaaldrich.com/safety-center.html>

※国内外の在庫状況により納期が表記と異なる場合がございますことご了承ください。