

シグマアルドリッチジャパン(Sigma-Aldrich)

89-8564-27 Anti-Phospho-AMPKa1/AMPKa2-T183/T172 antibody produced in rabbit SAB5701926-100UL SAB5701926

[Sigma Aldrich Japan(Sigma-Aldrich)] Anti-Phospho-AMPKa1/AMPKa2-T183/T172 antibody produced in rabbit SAB5701926-100UL

アズワン品番	89-8564-27
型番	SAB5701926
入り数	1個
標準価格	-円

仕様

サイズ:100UL

バルクサイズご要望の場合はお問い合わせください。

英語SDSの検索はこちら。[英語SDS] <http://www.sigmaaldrich.com/safety-center.html>

※国内外の在庫状況により納期が表記と異なる場合がございますことご了承ください。