

シグマアルドリッチジャパン(Sigma-Aldrich)

89-8564-32 81-Well microtube storage box, for 1.5-2.0 mL tubes, yellow, polypropylene HS120038

[Sigma Aldrich Japan(Sigma-Aldrich)] 81-Well microtube storage box, for 1.5-2.0 mL tubes, yellow, polypropylene HS120038

アズワン品番	89-8564-32
型番	HS120038
入り数	1個
標準価格	-円

仕様

別名: microtube storage; vial box

バルクサイズご要望の場合はお問い合わせください。

英語SDSの検索はこちら。[英語SDS] <http://www.sigmaaldrich.com/safety-center.html>

※国内外の在庫状況により納期が表記と異なる事がございますことご了承ください。