

シグマアルドリッチジャパン(Sigma-Aldrich)

89-8564-36 Anti-Escherichia coli O111:B4 LPS, Mouse monoclonal, clone Ecco14, purified from hybridoma cell culture SAB4200878-25UL SAB4200878

[Sigma Aldrich Japan(Sigma-Aldrich)] Anti-Escherichia coli O111:B4 LPS, Mouse monoclonal, clone Ecco14, purified from hybridoma cell culture SAB4200878-25UL

アズワン品番	89-8564-36
型番	SAB4200878
入り数	1個
標準価格	-円

仕様

別名:E.coli bacteria

サイズ:25UL

バルクサイズご要望の場合はお問い合わせください。

英語SDSの検索はこちら。[\[英語SDS\] http://www.sigmaaldrich.com/safety-center.html](http://www.sigmaaldrich.com/safety-center.html)

※国内外の在庫状況により納期が表記と異なる事がございますことご了承ください。