

シグマアルドリッチジャパン(Sigma-Aldrich)

89-8564-37 BRAND(R) BLAUBRAND(R) bulb pipette, calibrated to deliver (TD, EX), capacity 50 mL, one mark Z325090-6EA Z325090

[Sigma Aldrich Japan(Sigma-Aldrich)] BRAND(R) BLAUBRAND(R) bulb pipette, calibrated to deliver (TD, EX)
, capacity 50 mL, one mark Z325090-6EA

アズワン品番	89-8564-37
型番	Z325090
入り数	1個
標準価格	-円

仕様

サイズ:6EA

バルクサイズご要望の場合はお問い合わせください。

英語SDSの検索はこちら。[英語SDS] <http://www.sigmaaldrich.com/safety-center.html>

※国内外の在庫状況により納期が表記と異なる場合がございますことご了承ください。