

シグマアルドリッチジャパン(Sigma-Aldrich)

89-8564-38 BRAND(R) BLAUBRAND(R) graduated pi pette, calibrated to deliver (TD, EX), type 3 (zero on top), capacity 1 mL , with 0.01 subdivisions, suitable for cotton plugs Z325643-12EA Z325643

[Sigma Aldrich Japan(Sigma-Aldrich)] BRAND(R) BLAUBRAND(R) graduated pipette, calibrated to deliver (TD, EX), type 3 (zero on top), capacity 1 mL , with 0.01 subdivisions, suitable for cotton plugs Z325643-12EA

アズワン品番	89-8564-38
型番	Z325643
入り数	1個
標準価格	-円

仕様

サイズ:12EA

バルクサイズご要望の場合はお問い合わせください。

英語SDSの検索はこちら。[英語SDS] <http://www.sigmaaldrich.com/safety-center.html>

※国内外の在庫状況により納期が表記と異なる事がございますことご了承ください。