

シグマアルドリッチジャパン(Sigma-Aldrich)

89-8564-53 BRAND(R) BLAUBRAND(R) graduated pi pette, calibrated to deliver (TD, EX), type 3 (zero on top), capacity 50 mL , with 0.5 subdivisions, suitable for cotton plugs Z325759-6EA Z325759

[Sigma Aldrich Japan(Sigma-Aldrich)] BRAND(R) BLAUBRAND(R) graduated pipette, calibrated to deliver (TD, EX), type 3 (zero on top), capacity 50 mL , with 0.5 subdivisions, suitable for cotton plugs Z325759-6EA

アズワン品番	89-8564-53
型番	Z325759
入り数	1個
標準価格	-円

仕様

サイズ:6EA

バルクサイズご要望の場合はお問い合わせください。

英語SDSの検索はこちら。[英語SDS] <http://www.sigmaaldrich.com/safety-center.html>

※国内外の在庫状況により納期が表記と異なる事がございますことご了承ください。