

シグマアルドリッチジャパン(Sigma-Aldrich)

89-8564-54【冷蔵保管・常温輸送】ZRB1186-4X25UL Anti-ZNF638 Antibody, clone 4C19 ZooMAb(R) Rabb it Mono ZRB1186

[Sigma Aldrich Japan(Sigma-Aldrich)] Anti-ZNF638 Antibody, clone 4C19 ZooMAb(R) Rabbit Monoclonal, recombinant, expressed in HEK 293 cells ZRB1186-4X25UL

アズワン品番	89-8564-54
型番	ZRB1186
入り数	1個
標準価格	-円

仕様

別名:CTCL-associated antigen se33-1; Cutaneous T-cell lymphoma-associated antigen se33-1; Nuclear protein 220; Zinc finger matrin-like protein; Zinc finger protein 638
サイズ:4X25UL

バルクサイズご要望の場合はお問い合わせください。

英語SDSの検索はこちら。[英語SDS] <http://www.sigmaaldrich.com/safety-center.html>

※国内外の在庫状況により納期が表記と異なる事がございますことご了承ください。