

AXEL

シグマアルドリッチジャパン (Sigma-Aldrich)

【冷蔵保管・常温輸送】ZRB1186-4X25UL Anti-ZNF638 Antibody, clone 4C19
ZooMAb(R) Rabbit Mono

No image

シリーズ共通仕様

別名	CTCL-associated antigen se33-1; Cutaneous T-cell lymphoma-associated antigen se33-1; Nuclear protein 220; Zinc finger matrin-like protein; Zinc finger protein 638
----	--

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
No image	89-8415-96	【冷蔵保管・常温輸送】ZRB1186-25UL Anti-ZNF638 Antibody, clone 4C19 ZooMAb(R) Rabbit Monocl	ZRB1186	1個	28,500円	
No image	89-8564-54	【冷蔵保管・常温輸送】ZRB1186-4X25UL Anti-ZNF638 Antibody, clone 4C19 ZooMAb(R) Rabbit Mono	ZRB1186	1個	58,900円	