

シグマアルドリッチジャパン(Sigma-Aldrich)

89-8564-57 ANTI-LAMIN B1(C-TERMINAL) antibody produced in rabbit, purified immunoglobulin, buffer ed aqueous solution SAB1306342-400UL SAB13063 42

[Sigma Aldrich Japan(Sigma-Aldrich)] ANTI-LAMIN B1(C-TERMINAL) antibody produced in rabbit, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution SAB1306342-400UL

アズワン品番	89-8564-57
型番	SAB1306342
入り数	1個
標準価格	-円

仕様

別名:LMN2; LMNB; LMNB1; Lamin-B1

サイズ:400UL

バルクサイズご要望の場合はお問い合わせください。

英語SDSの検索はこちら。[英語SDS] <http://www.sigmaaldrich.com/safety-center.html>

※国内外の在庫状況により納期が表記と異なる事がございますことご了承ください。