

シグマアルドリッチジャパン(Sigma-Aldrich)

89-8564-70 [取扱停止] ANTI-BTG1 (CENTER) antibody produced in rabbit, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution SAB1303660-400UL SAB1303660

[Sigma Aldrich Japan(Sigma-Aldrich)] ANTI-BTG1 (CENTER) antibody produced in rabbit, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution SAB1303660-400UL

アズワン品番 89-8564-70

型番 SAB1303660

入り数 1個

標準価格 -円

取扱停止

仕様

別名:B-cell translocation gene 1 protein; BTG1; Protein BTG1

サイズ:400UL

バルクサイズご要望の場合はお問い合わせください。

英語SDSの検索はこちら。[英語SDS] <http://www.sigmaaldrich.com/safety-center.html>

※国内外の在庫状況により納期が表記と異なる事がございますことご了承ください。