

シグマアルドリッチジャパン(Sigma-Aldrich)

89-8564-72 ANTI-LRRC16A(C-TERMINAL) antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody, buffere d aqueous solution SAB1306854-400UL SAB130685 4

[Sigma Aldrich Japan(Sigma-Aldrich)] ANTI-LRRC16A(C-TERMINAL) antibody produced in rabbit, affinity iso
lated antibody, buffered aqueous solution SAB1306854-400UL

アズワン品番	89-8564-72
型番	SAB1306854
入り数	1個
標準価格	-円

仕様

サイズ:400UL

バルクサイズご要望の場合はお問い合わせください。

英語SDSの検索はこちら。[英語SDS] <http://www.sigmaaldrich.com/safety-center.html>

※国内外の在庫状況により納期が表記と異なる事がございますことご了承ください。