

シグマアルドリッチジャパン(Sigma-Aldrich)

89-8564-73 ANTI-SRD5A2L2 (C-TERM) antibody produced in rabbit, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution SAB1301654-400UL SAB1301654

[Sigma Aldrich Japan(Sigma-Aldrich)] ANTI-SRD5A2L2 (C-TERM) antibody produced in rabbit, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution SAB1301654-400UL

アズワン品番	89-8564-73
型番	SAB1301654
入り数	1個
標準価格	-円

仕様

別名:3-enoyl-CoA reductase-like; SRD5A2L2; TECRL; Trans-2

サイズ:400UL

バルクサイズご要望の場合はお問い合わせください。

英語SDSの検索はこちら。[\[英語SDS\] http://www.sigmaaldrich.com/safety-center.html](http://www.sigmaaldrich.com/safety-center.html)

※国内外の在庫状況により納期が表記と異なる場合がございますことご了承ください。