

シグマアルドリッチジャパン(Sigma-Aldrich)

89-8564-84 Temoporfin,  $\geq 90\%$  (HPLC) SML1707-5

MG CAS No:122341-38-2 SML1707

[Sigma Aldrich Japan(Sigma-Aldrich)] Temoporfin,  $\geq 90\%$  (HPLC) SML1707-5MG CAS No:122341-38-2

|        |            |
|--------|------------|
| アズワン品番 | 89-8564-84 |
| 型番     | SML1707    |
| 入り数    | 1個         |
| 標準価格   | -円         |

## 仕様

別名:3,3',3'',3'''-(7,8-Dihydro-21H,23H-porphine-5,10,15,20-tetrayl)tetrakis-phenol; 5,10,15,20-Tetra(m-hydroxyphenyl)chlorin

サイズ:5MG

CAS No:122341-38-2

バルクサイズご要望の場合はお問い合わせください。

英語SDSの検索はこちら。[英語SDS] <http://www.sigmaaldrich.com/safety-center.html>

※国内外の在庫状況により納期が表記と異なる事がございますことご了承ください。

CAS No :122341-38-2