

シグマアルドリッチジャパン(Sigma-Aldrich)

89-8564-87 Anti- CD47 antibody produced in rabbit

SAB5700964-100UL SAB5700964

[Sigma Aldrich Japan(Sigma-Aldrich)] Anti- CD47 antibody produced in rabbit SAB5700964-100UL

アズワン品番	89-8564-87
型番	SAB5700964
入り数	1個
標準価格	-円

仕様

サイズ:100UL

バルクサイズご要望の場合はお問い合わせください。

英語SDSの検索はこちら。[英語SDS] <http://www.sigmaaldrich.com/safety-center.html>

※国内外の在庫状況により納期が表記と異なる事がございますことご了承ください。