









# ラボプロダクツ消耗品キャンペーン
# 2026 Autumn

**キャンペーン期間**

**2026年10月1日（木）～2026年12月24日（木）受注分まで**

thermo scientific

# シングルチャンネルピペット

## Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1&F2 GLPキット

30% OFF

キャンペーン番号 | RCBE22



### Finnpipette F1 GLPキット

- 音がなく静かに容量設定、片手での操作が可能
- 設定した容量を確実にロックし、ピペッティング中の不意な容量ズレを防止

### Finnpipette F2 GLPキット

- **フルオートクレーブ対応**
  分解／再組み立ての必要がなく、汚染除去も簡単
- **高い堅牢性と耐久性**
  化学薬品や紫外線に高い耐性あり

| 製品番号 | 製品名 | 希望小売価格 | キャンペーン価格 |
|---|---|---|---|
| 4700860N | Finnpipette F1 GLPキット 4本セット（0.2～2 µL、2～20 µL、20～200 µL、100～1,000 µL） | ¥152,500 | **¥106,740** |
| 4701060N | Finnpipette F1 GLPキット 3本セット（2～20 µL、20～200 µL、100～1,000 µL） | ¥118,820 | **¥83,160** |
| 4700880 | Finnpipette F2 GLPキット 4本セット（0.2～2 µL、2～20 µL、20～200 µL、100～1,000 µL） | ¥135,840 | **¥95,080** |
| 4701070 | Finnpipette F2 GLPキット 3本セット（2～20 µL、20～200 µL、100～1,000 µL） | ¥102,980 | **¥72,080** |

ピペットスタンド、試薬リザーバー（サンプル）付き

# マルチチャンネルピペット

## Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2マルチチャンネル

30% OFF

キャンペーン番号 | RCBE23



- 121 °C（2 ata）、20分間のオートクレーブが可能
- ハンドルの材質には耐熱性、耐衝撃性に優れたポリアミドを採用

| 製品番号 | チャンネル | 容量レンジ（µL） | 適合チップ | 希望小売価格 | キャンペーン価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4662000 | 8 | 1～10 | Flex 10、10 | ¥143,580 | **¥100,500** |
| 4662010 | | 5～50 | Flex 200、250 Univ | ¥143,580 | **¥100,500** |
| 4662020 | | 10～100 | Flex 200、250 Univ | ¥143,580 | **¥100,500** |
| 4662030 | | 30～300 | Flex 300、300 | ¥143,580 | **¥100,500** |
| 4662040 | 12 | 1～10 | Flex 10、10 | ¥164,460 | **¥115,120** |
| 4662050 | | 5～50 | Flex 200、250 Univ | ¥164,460 | **¥115,120** |
| 4662060 | | 10～100 | Flex 200、250 Univ | ¥164,460 | **¥115,120** |
| 4662070 | | 30～300 | Flex 300、300 | ¥164,460 | **¥115,120** |
| 4662080 | 16 | 1～10 | 20、50 | ¥202,320 | **¥141,620** |
| 4662090 | | 5～50 | 50 | ¥202,320 | **¥141,620** |

ご購入製品をWebから登録すると保証期間が延長! 通常3年 ➡ **5年**

ご登録はこちらから **thermofisher.com/jp-pipette-warranty**



**キャンペーン期間** 2026年10月1日（木）～2026年12月24日（木）受注分まで


# マニュアルピペット

## Thermo Scientific™ F1-ClipTip™シングルチャンネル専用チップモデル

キャンペーン番号 | RCBE24

36% OFF







ClipTip 12.5 Ext

### ClipTip 12.5 Ext

- 0.1～2 µL、1～10 µLモデルはThermo Scientific™ ClipTip™ 12.5 Extに適合
- ClipTip 12.5 Extは、スナップ&リップシールテクノロジーによって、安全な装着とシールを可能にし、分注精度、快適性が大幅に向上
- マイクロチューブの底部にチップ先端が無理なく届き、コンタミネーション防止にも有効




インターロッキングテクノロジー

スナップ&リップシールテクノロジー

0.1～2 µL、1～10 µLモデルにはスナップ&リップシールを採用

| 製品番号 | チャンネル | 容量レンジ(µL) | 適合チップ | 希望小売価格 | キャンペーン価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4641310N | 1 | 0.1～2 | ClipTip 12.5 Ext | ¥46,100 | ¥29,500 |
| 4641320N | 1 | 1～10 | ClipTip 12.5 Ext | ¥46,100 | ¥29,500 |
| 4641180N | 1 | 2～20 | ClipTip 20 | ¥46,100 | ¥29,500 |
| 4641190N | 1 | 5～50 | ClipTip 50 | ¥46,100 | ¥29,500 |
| 4641200N | 1 | 10～100 | ClipTip 200 | ¥46,100 | ¥29,500 |
| 4641210N | 1 | 20～200 | ClipTip 200 | ¥46,100 | ¥29,500 |
| 4641220N | 1 | 30～300 | ClipTip 300、ClipTip 300 Ext | ¥46,100 | ¥29,500 |
| 4641230N | 1 | 100～1,000 | ClipTip 1000 | ¥46,100 | ¥29,500 |

注意事項：本ピペットには汎用チップは適合しません。あわせて純正のClipTipをお買い求めください。

# 電動ピペッティングエイド

## Thermo Scientific™ S1 Pipet Filler

キャンペーン番号 | RCBE25

30% OFF





卓上スタンド



壁掛けホルダー

- 長寿命のリチウムイオンバッテリー
  1回の充電で約15時間使用でき、急速充電可能
- スタンド、ホルダー、1 mLピペットサポートを標準装備

| 製品番号 | カラー | 希望小売価格 | キャンペーン価格 |
|---|---|---|---|
| 9501 | ホワイト | ¥56,820 | ¥39,760 |
| 9511 | クリア | ¥56,820 | ¥39,760 |
| 9521 | ブルー | ¥56,820 | ¥39,760 |
| 9531 | レッド | ¥56,820 | ¥39,760 |
| 9541 | グリーン | ¥56,820 | ¥39,760 |

ご購入製品をWebから登録すると保証期間が延長! 通常3年 ➡ **5年**（F1-ClipTip）、通常1年 ➡ **2年**（S1 Pipet Filler）

ご登録はこちらから **thermofisher.com/jp-pipette-warranty**

**キャンペーン期間** 2026年10月1日（木）～2026年12月24日（木）受注分まで

# 凍結保存用チューブ&アクセサリー

キャンペーン番号 | RCBE26

30% OFF

Thermo Scientific™ Nalgene™クライオバイアルは、深く強度に優れたネジ山を持つ独自の液漏れ防止キャップを備えた、凍結保存用チューブです。ガスケットを必要とせずに気密性を確保し、超低温や液体窒素の環境下でも、サンプルを長期間にわたり安定して保存できます。

## Thermo Scientific™ Nalgene™クライオバイアル



- 高い気密性／リークテスト済み
- USP Class VI準拠
- パイロジェンフリー
- DNase／RNaseフリー
- 細胞無毒性
- 滅菌済み(SAL $10^{-6}$)

**【材質】本体：PP／キャップ：HDPE**

| 製品番号 | 使用容量 (mL) | 総容量 (mL) | キャップタイプ | 自立型 | 回転防止機構 | 書き込みエリア | 包装 (個 × 包) | 希望小売価格 | キャンペーン価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000-0012 | 1.0 | 1.2 | アウター | ● | ● | ● | 25 × 20 | ¥47,640 | **¥33,340** |
| 5000-0020 | 1.8 | 2.0 | アウター | ● | ● | ● | 25 × 20 | ¥47,640 | **¥33,340** |
| 5000-0050 | 4.5 | 5.0 | アウター | ● | ● | ● | 10 × 25 | ¥30,500 | **¥21,340** |

**キャンペーン期間** 2026年10月1日(木)～2026年12月24日(木)受注分まで

# 新製品 カラーキャップが登場

## Thermo Scientific™ Nalgene™クライオバイアル カラーキャップ

**見やすく、識別しやすく、管理しやすく**

6色をラインアップ | カラーコード(5色)と組み合わせることで最大37通りのカラー識別に対応



**カラー**

- 赤、オレンジ、黄、緑、青、紫の6色をラインアップ

**メリット**

- ピッキング時の確認作業を軽減　• 取り違え防止
- カラーコード(5色、製品番号5045-000●PK)との組み合わせで、識別パターンを最大37通りまで拡張

| 製品番号 | キャップタイプ | 総容量／使用容量(mL) | 自立型 | 回転防止機構 | 書き込みエリア | 滅菌 | 包装(個 × 包) | 希望小売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000-0012XXX | アウター | 1.2／1.0 | ● | ● | ● | ● | 25 × 20 | ¥50,100 |
| 5012-0012XXX | アウター | 1.2／1.0 | ● | ● | ● | ● | 1,000 × 1 | ¥102,400 |
| 5010-0020XXX | アウター | 2.0／1.8 | ● | ● | ● | ● | 25 × 20 | ¥50,100 |
| 5012-0020XXX | アウター | 2.0／1.8 | ● | ● | ● | ● | 1,000 × 1 | ¥100,600 |
| 5010-0050XXX | アウター | 5.0／4.5 | ● | ● | ● | ● | 10 × 25 | ¥33,600 |

注意事項：製品番号の「XXX」部分にご希望のカラーコード(3文字)を追加してご注文ください。カラーコード：赤=RED、オレンジ=ORG、黄=YEL、緑=GRN、青=BLU、紫=PUR　例：赤色キャップのNalgeneクライオバイアル 1.2 mL= 5000-0012RED

詳細はこちらをご覧ください　**thermofisher.com/colorcappedtubes**

# Thermo Scientific™ Nalgene™クライオバイアルホルダー



- バイアルの底がロックされ、片手でキャップの開閉操作が可能

**【材質】本体：PC**

| 製品番号 | バイアル保持数(列) | カラー | 外寸(mm)W × L × H | 入数 | 希望小売価格 | キャンペーン価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5030-0505PK | 25(5 × 5) | 青 | 197 × 102 × 22 | 1 | ¥7,120 | **¥4,980** |
| 5030-0510PK | 50(5 × 10) | 白 | 197 × 102 × 28 | 1 | ¥7,660 | **¥5,360** |

# Thermo Scientific™ Nalgene™ CryoBoxes™



867013シリーズ

- フタのかぶせ間違いを防ぐカットオフコーナー付き
- ラックに入れた状態でも色を確認可能
- 使用温度範囲:−196～−121 ℃



5025-0505PK



5026-0909PK



5027-0909PK

**【材質】本体・仕切り：PC**

| 製品番号 | 適合チューブサイズ(mL) | チューブ保持数(列) | 外寸(mm)W × L × H | カラー | 入数 | 希望小売価格 | キャンペーン価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 867013-0240PK | 1.0～2.0 | 81(9 × 9) | 133 × 133 × 52 | 赤 | 4 | ¥11,160 | **¥7,800** |
| 867013-0241PK | 1.0～2.0 | 81(9 × 9) | 133 × 133 × 52 | 黄 | 4 | ¥11,160 | **¥7,800** |
| 867013-0242PK | 1.0～2.0 | 81(9 × 9) | 133 × 133 × 52 | 緑 | 4 | ¥11,160 | **¥7,800** |
| 867013-0243PK | 1.0～2.0 | 81(9 × 9) | 133 × 133 × 52 | 青 | 4 | ¥11,160 | **¥7,800** |
| 867013-0244PK | 1.0～2.0 | 81(9 × 9) | 133 × 133 × 52 | グレー | 4 | ¥11,160 | **¥7,800** |
| 5026-0909PK | 1.0～2.0 | 81(9 × 9) | 133 × 133 × 52 | 白 | 4 | ¥11,160 | **¥7,800** |
| 5025-0505PK | 1.0～2.0 | 25(5 × 5) | 76 × 76 × 52 | 白 | 8 | ¥14,120 | **¥9,880** |
| 5027-0909PK | 5.0 | 81(9 × 9) | 133 × 133 × 95 | 白 | 4 | ¥14,220 | **¥9,940** |

**キャンペーン期間** 2026年10月1日(木)～2026年12月24日(木)受注分まで

# ボトルトップフィルター&リザーバー

キャンペーン番号 | RCBE27

45% OFF

## Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid-Flow™ボトルトップフィルター



PESメンブレン(青色)、細胞培養用培地や試薬のろ過に適している



SFCAメンブレン(黄色)、細胞培養用培地や血清のろ過に適している

- スピーディーで安定したろ過を実現
- 滅菌済み • パイロジェンフリー • 細胞無毒性
- 製品にロット番号・有効期限が記載されており、個別管理に便利

### ポリエーテルスルフォン(PES)メンブレン

- タンパク質の吸着性が低い • 低溶出
- Stem Cell テスト済み(0.2 μmのみ)

### 無界面活性剤セルロースアセテート(SFCA)メンブレン

- タンパク質の吸着性が低い • 界面活性剤を含まない
- 標準的なCAメンブレンよりも低溶出

**【材質】本体:PS**

| 製品番号 | メンブレン材質 | 適合ボトル口径(mm) | ポアサイズ(μm) | メンブレン径(mm) | 容量(mL) | 入数 | 希望小売価格 | キャンペーン価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 596-4520 | PES | 45※1 | 0.2 | 50 | 150 | 12 | ¥18,900 | ¥10,380 |
| 595-4520 | | | | 75 | 500 | | ¥22,000 | ¥12,100 |
| 597-4520 | | | | 90 | 1,000 | | ¥31,380 | ¥17,240 |
| 296-4545 | | | 0.45 | 50 | 150 | | ¥16,980 | ¥9,320 |
| 295-4545 | | | | 75 | 500 | | ¥19,540 | ¥10,740 |
| 290-4520 | SFCA | 45※1 | 0.2 | 50 | 150 | 12 | ¥18,500 | ¥10,160 |
| 291-4520 | | | | 75 | 500 | | ¥26,180 | ¥14,380 |
| 292-4520 | | | | 90 | 1,000 | | ¥42,360 | ¥23,280 |
| 290-4545 | | | 0.45 | 50 | 150 | | ¥18,500 | ¥10,160 |
| 291-4545 | | | | 75 | 500 | | ¥26,180 | ¥14,380 |

※1 フィルターユニット受器シリーズ(製品番号 455-xxxx)に適合しています。
注意事項:吸引に耐性があり、滅菌済みのボトルをご使用ください。

## Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid-Flow™フィルターユニット受器



- 滅菌済み
- パイロジェンフリー
- 細胞無毒性
- 液漏れ防止キャップ付き
- ろ液のpH変動を低く抑える高い気密性
- 成形目盛り付きでグリップしやすいボトル形状

**【材質】本体:PS/キャップ:PE**

| 製品番号 | 容量(mL) | 適合ボトル口径(mm) | 包装(個 × 包) | 希望小売価格 | キャンペーン価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 455-0150 | 150 | 45 | 1 × 24 | ¥14,840 | ¥8,160 |
| 455-0250 | 250 | | | ¥14,840 | ¥8,160 |
| 455-0500 | 500 | | 1 × 12 | ¥13,660 | ¥7,500 |
| 455-1000 | 1,000 | | | ¥17,040 | ¥9,360 |



キャンペーン期間 2026年10月1日(木)～2026年12月24日(木)受注分まで

キャンペーン番号 | RCBE29

45% OFF

## Thermo Scientific™ Nalgene™リユーザブルフィルターユニット

**繰り返し使える | 洗浄・オートクレーブ対応のポリスルホン(PSF)製**



- ろ過用および分析用のメンブレンサポートプレートを各1枚付属
- 真空ラインへの接続に対応する2つのサイドアームを装備し、内径6.4～8 mmのチューブに適合
- 加圧ろ過および吸引ろ過に対応した上部チャンバー設計
- 直径47 mmのメンブレンに対応
- 通気またはサンプル添加に使用可能な3つのポートを装備
- 細胞無毒性

### メンブレンサポートプレート

ろ過用プレート(透明):流速およびろ過量を考慮した設計

分析用プレート(白色):メンブレンの固定性と水平保持に配慮した設計

**【材質】本体:PSF**

| 製品番号 | 上部／下部容器 (mL) | 下部容器直径 (mm) | 高さ (mm) | フィルター面積($cm^2$) | | 滅菌 | 入数 | 希望小売価格 | キャンペーン価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 分析用 | ろ過用 | | | | |
| 300-4000PK | 250／250 | 91 | 188 | | | | | ¥24,820 | ¥13,640 |
| 300-4050PK | 500／500 | 117 | 236 | 11.25 | 13.3 | – | 1 | ¥37,460 | ¥20,600 |
| 300-4100PK | 500／1,000 | 117 | 297 | | | | | ¥49,320 | ¥27,120 |

# イノキュレーティングループ


キャンペーン番号 | RCBE32

42% OFF

## Thermo Scientific™ Nunc™イノキュレーティングループ

**ディスポーザブル | 滅菌済みですぐに使用可能**






- サイズ毎に色分けされ、識別しやすい
- 滅菌済みのため、火炎滅菌不要
- 親水化処理により、液滴が付着しやすい表面仕様
- 液滴の脱落を抑え、サンプルの取り扱いをサポート
  半定量培養に対応したサンプリング容量
- 細胞無毒性

**【材質】本体:PS**

| 製品番号 | 先端形状 | カラー | 容量(μL) | 滅菌 | 包装(個 × 包) | 希望小売価格 | キャンペーン価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254410PK | ループ | クリア | 1 | ● | 12 × 50 | ¥22,960 | ¥13,300 |
| 253287PK | ループ | クリア | 1 | ● | 50 × 20 | ¥27,640 | ¥16,020 |
| 254437PK | ループ | ブルー | 10 | ● | 12 × 50 | ¥22,960 | ¥13,300 |
| 251586PK | ループ | ブルー | 10 | ● | 50 × 20 | ¥27,540 | ¥15,960 |

**キャンペーン期間** 2026年10月1日(木)～2026年12月24日(木)受注分まで

# ELISA用プレート

## Thermo Scientific™ Nunc™イムノモジュールプレート

30% OFF

キャンペーン番号 | RCBE33




- 8ウェル、12ウェル、16ウェルの選択が可能

### マキシソープ：親水性

抗体のほか、球状タンパク質に対して強い結合能があるため、サンドイッチ法に適している。

### ウェル形状

|  |  |  |  |
|---|---|---|---|
| F底<br>（平底） | U底<br>（丸底） | C底<br>（平底+カーブエッジ） | C底<br>（スターウェル） |
| 400 µL/ウェル | 300 µL/ウェル | 350 µL/ウェル | 330 µL/ウェル |
| 光学的測定に最適 | 高い洗浄効果 | 光学測定と洗浄効果を両立 | 固相化の面積を最大42%アップ |

【材質】モジュール：PS／フレーム：PE


| 製品番号 | ウェル形状・数 | 表面処理 | カラー | 包装（個 × 包） | 希望小売価格 | キャンペーン価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 467466 | F16 | マキシソープ | クリア | 10 × 6 | ¥59,780 | **¥41,840** |
| 473709 | C12 | マキシソープ | クリア | 10 × 6 | ¥71,200 | **¥49,840** |
| 468667 | F8 | マキシソープ | クリア | 10 × 6 | ¥81,360 | **¥56,940** |
| 445101 | C8 | マキシソープ | クリア | 10 × 6 | ¥81,760 | **¥57,220** |
| 475078 | U8 | マキシソープ | クリア | 10 × 6 | ¥81,760 | **¥57,220** |
| 441653 | C8スターウェル | マキシソープ | クリア | 10 × 6 | ¥96,200 | **¥67,340** |

全てCertificate付き

## Thermo Scientific™ Nunc™イモビライザーストレプトアビジンプレート



- 従来の固相方法では困難であった微量なリガンドの固相化も可能
- ビオチン化分子を効率的に捕捉
- 非特異吸着を抑え、高いS/Nを実現




**ビオチン化したタンパク質のストレプトアビジンへの共有結合**
プレウォッシュ後、ビオチン化ターゲット分子を添加し、インキュベーションを行うことで、ビオチン化分子をストレプトアビジン分子に結合

【材質】モジュール：PS／フレーム：436020 PE、436022 ABS

| 製品番号 | ウェル形状・数 | カラー | 包装（個 × 包） | 希望小売価格 | キャンペーン価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 436014 | F96 | クリア | 1 × 15 | ¥73,520 | **¥51,460** |
| 436015 | F96 | ホワイト | 1 × 15 | ¥87,800 | **¥61,460** |
| 436016 | F96 | ブラック | 1 × 15 | ¥87,800 | **¥61,460** |
| 436020 | F8 × 12 | クリア | 1 × 15 | ¥101,080 | **¥70,740** |
| 436022 | C8×12ロックウェル | クリア | 1 × 15 | ¥101,080 | **¥70,740** |



キャンペーン期間　2026年10月1日（木）～2026年12月24日（木）受注分まで

# 大型容器

## Thermo Scientific™ Nalgene™活栓付きカーボーイ

ラボでの培地、各種溶液、滅菌水などのストック溶液の保管・分注用途に対応

キャンペーン番号 | RCBE34

30% OFF

### 角型カーボーイ（HDPE／PC）

省スペース設計の角型形状と充填・移し替え・洗浄が容易な広口開口部



HDPE（左）2320-0050PK（右）2320-0020PK



PC（左）2322-0020PK（右）2322-0050PK

**共通特長**

- 活栓キャップ（製品番号6423-0010PK）付き
- 1ガロンおよび5 L単位の目盛り付き
- 持ち運びに便利なステンレス製ハンドル
- チューブ接続用アダプター付き（内径6.3～8.0 mm）
- 細胞無毒性（本体・キャップ）

**HDPE**

- 優れた耐薬品性
- ストック溶液向け

**PC**

- 内容物の確認が容易な高い透明性
- オートクレーブ対応

**【材質】キャップ・活栓：PP／アダプター：HDPE**

| 製品番号 | 容量（L） | 本体材質 | キャップタイプ | 口内径（mm） | キャップ付き高さ（mm） | 本体外径（mm） | 入数 | 希望小売価格 | キャンペーン価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2320-0020PK | 9 | HDPE | 100 | 86 | 361 | 220 × 153 | 1 | ¥27,700 | **¥19,380** |
| 2320-0050PK | 20 | HDPE | 100 | 86 | 399 | 229 × 320 | 1 | ¥36,420 | **¥25,480** |
| 2322-0020PK | 9 | PC | 100 | 86 | 361 | 220 × 153 | 1 | ¥39,740 | **¥27,800** |
| 2322-0050PK | 20 | PC | 100 | 86 | 399 | 229 × 320 | 1 | ¥52,860 | **¥37,000** |

アダプターはオートクレーブ不可

### 丸型カーボーイ（PP）

肩部一体成形ハンドルと活栓取付部を備え、取り扱いやすさと耐久性に配慮した設計



- 活栓キャップ（製品番号6423-0010PK）付き
- 1ガロンおよび5 L単位の目盛り付き
- 持ち運びに便利な肩部一体成形ハンドル
- 活栓取付部を一体成形し、強度と液漏れ抑制に配慮した設計
- チューブ接続用アダプター付き（内径6.3～8.0 mm）
- 細胞無毒性（本体・キャップ）

**PP**

- 優れた耐薬品性と耐熱性
- 長期使用向け
- オートクレーブ対応

**【材質】本体：PP／キャップ・活栓：PP／ガスケット：TPE／アダプター：HDPE**

| 製品番号 | 容量（L） | 本体材質 | キャップタイプ | 口内径（mm） | キャップ付き高さ（mm） | 本体外径（mm） | 入数 | 希望小売価格 | キャンペーン価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8319-0020PK | 10 | PP | 83B | 64 | 389 | 250 | 1 | ¥31,580 | **¥22,100** |
| 8319-0050PK | 20 | PP | 83B | 64 | 528 | 286 | 1 | ¥39,320 | **¥27,520** |
| 8319-0130 | 50 | PP | 83B | 64 | 678 | 379 | 1 | ¥69,080 | **¥48,340** |

アダプターはオートクレーブ不可

【注意事項】

- オートクレーブの際は必ずキャップを完全に取り外して行ってください。
- 内容物ごとオートクレーブにかける際は活栓キャップ（製品番号6423-0010PK）をご使用ください。
- 長期間の保存が可能ですが、強い紫外線の照射下には置かないでください。
- ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度などが低下します。
- 繰り返しご使用される際はご注意ください。品質維持のため、短いサイクルでの新品への切り替えをおすすめいたします。
- アルカリ性物質・薬品などの接触、ご使用はお避けください。

**キャンペーン期間** 2026年10月1日（木）～2026年12月24日（木）受注分まで

# 三角フラスコ

## Thermo Scientific™ Nalgene™三角フラスコ

用途に応じて選べる材質をラインアップ

キャンペーン番号 | RCBE35

30% OFF



### 三角フラスコPPCO

- 成形目盛り付き
- オートクレーブ可
- 標準サイズのゴム栓を使用可能(ゴム栓は別売り)

| 製品番号 | 容量(mL) | キャップタイプ | 入数 | 希望小売価格 | キャンペーン価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4102-2000PK | 2,000 | – | 2 | ¥13,060 | ¥9,140 |



### 三角フラスコPC

- 成形目盛り付き
- ガラスの代替となる優れた透明性
- 培地の調製・保存など培養アプリケーションに適している
- オートクレーブ可

| 製品番号 | 容量(mL) | キャップタイプ | 入数 | 希望小売価格 | キャンペーン価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4103-0125PK | 125 | – | 12 | ¥29,480 | ¥20,620 |



### 三角フラスコFEP スクリューキャップ付き

- 衝撃に強いフッ素樹脂
- 有機系溶媒や強酸化剤にも使用可能
- 重金属分析試験での濃硝酸にも耐性あり
- オートクレーブ可
- 使用温度範囲:本体 -270～204 ℃、キャップ -100～150 ℃

| 製品番号 | 容量(mL) | キャップタイプ | 入数 | 希望小売価格 | キャンペーン価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4106-0125PK | 125 | 33 | 1 | ¥17,400 | ¥12,180 |

キャップ材質:ETFE



### 三角フラスコPC スクリューキャップ付き

- ガラスの代替となる優れた透明性
- 培地の調製・保存などの培養アプリケーションに適している
- ガラス製に比べ壊れにくく、シェーカー内での使用に便利
- ライナーレスのキャップでコンタミネーションを防止
- オートクレーブ可

| 製品番号 | 容量(mL) | キャップタイプ | 入数 | 希望小売価格 | キャンペーン価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4108-0250PK | 250 | 38 | 4 | ¥16,100 | ¥11,260 |
| 4108-0500PK | 500 | 43 | 4 | ¥22,640 | ¥15,840 |

キャップ材質:PP

【注意事項】
オートクレーブ滅菌を行う際は、必ずキャップを完全に取り外してください。



キャンペーン期間 2026年10月1日(木)～2026年12月24日(木)受注分まで



## 三角フラスコPMP スクリューキャップ付き

- 成形目盛り付き　• 高い透明性で優れた化学薬品耐性
- 培地の調製・保存、滴定用　• オートクレーブ可

| 製品番号 | 容量(mL) | キャップタイプ | 入数 | 希望小売価格 | キャンペーン価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4109-0250PK | 250 | 38 | 4 | ¥12,320 | **¥8,620** |
| 4109-0500PK | 500 | 43 | 4 | ¥17,960 | **¥12,560** |

キャップ材質：PP



## バッフル付き三角フラスコPC

- ガラスの代替となる優れた透明性
- *E.Coli*と*S.cerevisiae*を用いた成長実験で、ガラスと同じ成長曲線を確認
- バッフル付きで、ガス交換またはミキシングを促進
- 発酵培養、細胞培養用　• オートクレーブ可

| 製品番号 | 容量(mL) | キャップタイプ | 入数 | 希望小売価格 | キャンペーン価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4110-0250PK | 250 | – | 4 | ¥14,040 | **¥9,820** |
| 4110-0500PK | 500 | – | 4 | ¥16,560 | **¥11,580** |
| 4110-1000PK | 1,000 | – | 2 | ¥15,780 | **¥11,040** |
| 4110-2000PK | 2,000 | – | 2 | ¥19,480 | **¥13,620** |



## 吸引フラスコPP

- アダプターには内径6.35～9.53 mm(1/4～3/8インチ)までのチューブを接続可能
- 楕円形の書き込みスペース付き　• 製品番号DS4101-2000は目盛り付き
- 30 inHgの減圧に対応　• オートクレーブ可

| 製品番号 | 容量(L) | 適合チューブ内径 mm(インチ) | 適合ゴム栓※1 No. | 入数 | 希望小売価格 | キャンペーン価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS4101-1000 | 1 | 6.35～9.53(1/4～3/8) | 13 | 1 | ¥6,000 | **¥4,200** |
| DS4101-2000 | 1.7 | 9.53(3/8) | 17 | 1 | ¥7,740 | **¥5,400** |

※1　サイズについては、メーカーおよびゴム栓、シリコン栓の違いにより多少異なる場合があります。
キャップ材質：ETFE

【注意事項】
オートクレーブ滅菌を行う際は、必ずキャップを完全に取り外してください。

# 撹拌子

## Thermo Scientific™ Nalgene™フロート撹拌子

30% OFF

キャンペーン番号 | RCBE36



- 組織培養時の低速回転用ブラケット付きスターラーバー
- ブラケットは38 mm口径の容器に入るように短縮可能
- 容器の底部に接触せずに回転し、細胞へのダメージを軽減
- 使用温度範囲：～150 °C

**【材質】本体：TFE／磁石：Alnico V／ブラケット：ETFE**

| 製品番号 | ビーカーサイズの目安 (mL) | 直径 × 高さ (mm) | 入数 | 希望小売価格 | キャンペーン価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| DS6630-0250 | 250 | 54 × 28 | 1 | ¥15,800 | **¥11,060** |
| DS6630-1000PK | 1,000 | 92 × 30 | 1 | ¥27,160 | **¥19,000** |
| DS6630-4000PK | 4,000 | 155 × 31 | 1 | ¥31,820 | **¥22,260** |

**キャンペーン期間**　2026年10月1日(木)～2026年12月24日(木)受注分まで

# 【新製品】カラーキャップ付き凍結保存チューブ

**見やすく、識別しやすく、管理しやすく**

カラーキャップによる視認性向上で、サンプル管理ワークフローの効率化をサポートします。
赤、オレンジ、黄、緑、青、紫の6色を取りそろえています。

## Thermo Scientific™ Nunc™ Universalチューブ カラーキャップ

**自動化システム対応チューブ**





- アウターキャップ／インナーキャップ
- 使用容量は1.5 mL、1.8 mL、4.5 mLの3種類
- 底面にレーザー刻印による二次元コード付き
- 自動化システム対応ラッチラック採用
- 滅菌済み（SAL $10^{-6}$）

注意事項：カラーコードのご用意はありません。

詳細はこちらをご覧ください　**thermofisher.com/colorcappedtubes**

研究用にのみ使用できます。診断用には使用いただけません。これらの製品は一般的なラボでの使用を目的としています。
製品の性能がお客さまの用途やアプリケーションに適しているかどうかはお客さま自身でご確認ください。
©2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.
All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
記載の価格は2026年10月現在のメーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。
実際の価格は、弊社販売代理店までお問い合わせください。
価格、製品の仕様、外観、記載内容は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。
本誌掲載のキャンペーンは日本国内のお客さまのみ有効です。また、同製品の他のキャンペーンと重複してご利用いただくことはできません。
標準販売条件はこちらをご覧ください。thermofisher.com/jp-tc **LPD529-A2610CE**

**サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社**

**お問い合わせはこちら**　thermofisher.com/contact